



 **LIQUIBAND®** **OPTIMA**

Sterilní, transparentní topické kožní lepidlo
pro rychlé ošetření rány v ambulanci i při operaci

 **RESORBA®**
REPAIR AND REGENERATE

Formy podávání:

LiquiBand® Optima

10 kusů à 0,5 g
REF OPT001

Ošetření rány pomocí LiquiBand® Optima



Vlastnosti:

- ▶ Není nutno chladit (skladování při pokojové teplotě)
- ▶ Není nutná žádná další manipulace
- ▶ Přesná špička
- ▶ Kožní lepidlo OctylBlend -> vysoká mechanická pevnost při maximální pružnosti
- ▶ Jednoduchá aplikace pomocí aplikačních křidélek
- ▶ VisiDome: vizualizace stávajícího množství lepidla



Pokyny ke skladování a použití

LiquiBand® Optima je sterilně zabalený a nesmí se použít, pokud je obal poškozený nebo otevřený.
Nepoužívejte po uplynutí data trvanlivosti (viz obal).
LiquiBand® Optima by se měl uchovávat při teplotě 5°C - 25°C.
Skladovat v suchu a temnu.

Distribuce v ČR:

Resorba s.r.o.


Haltravská 578
344 01 Domažlice

Tel. +42 (0) 379 / 724 233

Fax +42 (0) 379 / 723 184

E-Mail: resorba@centrum.cz

www.resorba.com



Advanced Medical Solutions (Plymouth) Ltd.
Plymouth · PL7 5BG UK
www.admedsol.com

CE 0123

2012-08 P1208



RESORBA®
REPAIR AND REGENERATE